

→ Information für Patientinnen und Patienten

## Anleitung Patientenportal für Zugriff und Herunterladen der Radiologie-Bilddaten

Mac

Sie haben die Logindaten mit Benutzername und Passwort für unser Portal erhalten und möchten Ihre Bilder betrachten oder herunterladen. So gehen Sie vor:

### Einloggen auf dem Portal

1. Melden Sie sich auf der folgenden Internetseite an <https://pacs.zgks.ch>

oder scannen Sie den QR-Code



So gelangen Sie direkt zu Punkt 3 (Verifikation)

2. Geben Sie Ihren Benutzernamen und das Passwort ein und klicken Sie auf „Anmelden“.

ZUGER Kantonsspital


PHÖNIX PACS MERLIN

3. Sie werden nach ihrem Geburtsdatum gefragt. Geben Sie dieses ein und klicken Sie auf „Verifizieren“.


## Bilder betrachten



Die ausführliche Anleitung finden Sie unter „Hilfe“ > HTML Viewer Handbuch.

1. Sie befinden sich auf der Seite „Meine Untersuchungen“. Sie können eine Untersuchung auswählen und mit **Doppelklick** öffnen.




Die ausgewählte Untersuchung wird dargestellt. Alle anderen Untersuchungen erscheinen links in der Liste und können mit **Doppelklick geöffnet** werden.



2. Mit Drag-and-drop können die in der Serienvorschau vorhandenen Bildfenster in den Betrachtungsbereich hineingezogen werden. Mit **Doppelklick** auf eine Serienvorschau wird ein zusätzliches Bildfenster in den Betrachtungsbereich geladen.
3. Die Anzahl Bildfenster kann mit dem Icon  definiert und mit dem  entleert (Bilder werden nicht gelöscht) werden:



4. Werkzeuge (Länge, Winkel, Lupe)  
In jedem Bildfenster können Werkzeuge abgerufen werden.




## Untersuchungen (Bilder) herunterladen


1. Alle Untersuchungen (Bilder) oder nur eine bestimmte Untersuchung herunterladen.




2. „Downloads“ anzeigen



3. **Doppelklick** auf „cdviewer“



4. Downloads nochmals anwählen



5. Ordner mit den Untersuchungen wird angezeigt → **Doppelklick** auf DICOMDIR

